



Treponema Pallidum Ac. Igg Suero

Prueba: Treponema Pallidum Ac. Igg Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades:

Valores de ref: Positivo: >1.1. Negativo: <0.9

Método: Enzimoimmunoensayo

Observaciones: No se recomienda para el control de tratamiento, siendo más aconsejable el VDRL y/o anticuerpos IgM