

Xilosa Orina

Prueba: Xilosa Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 5 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina

Preparación del paciente: Ayuno. Disminuir la ingesta de frutas, mermelada y pastelería 24 horas antes del test de Xilosa. Evitar la ingestión de ácido acetil-salicílico, indometacina o atropina al menos 24 horas antes de la realización del test.

Unidades: % de la cantidad administrada

Valores de ref: Niños: 11 - 50. Adultos : >16

Método: Espectrofotometría.

Observaciones: Para la correcta recogida de la orina vaciar la vejiga, administrar 0,5 gr de D-Xilosa/Kg de peso en solución acuosa y recoger la orina de las 5 horas siguientes a la toma.