

Prueba: Xilosa SueroModo de transporte: RefrigeradoPlazo de entrega: 5 DíasMuestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoaguladaMuestra a enviar al laboratorio: SueroPreparación del paciente: Ayuno.Unidades: mg/dLValores de ref: Niños (1 hora tras la administración): > 25Método: EspectrofotometríaObservaciones: Recoger las muestras de suero a los 60 y 120 minutos después de la administración de 0,5 gr de D-Xilosa/kg de peso.

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |