

Acido Aspartico Orina

Prueba: Ácido Aspartico Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 6 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina (micción aislada)

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades: umol/g creatinina

Valores de ref: <480

Método: Cromatografía líquida de alta resolución

Observaciones: Ampicilina y cefalosporinas pueden interferir en el ensayo