



Amoníaco Plasma

Prueba: Amoníaco Plasma

Modo de transporte: Congelado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre anticoagulada con EDTA

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente: No requiere preparación específica

Unidades: $\mu\text{mol/L}$

Valores de ref: 18 - 72

Método: Espectrofotometría

Observaciones: Evitar la hemólisis. En sangre total a 25° las cifras de amoníaco aumentan 0,017 mg/ml sangre/minuto