

## Amp-Ciclico Nefrogenico Orina/Plasma

**Prueba:** Amp-Ciclico Nefrogenico Orina/Plasma

**Modo de transporte:** Congelado

**Plazo de entrega:** 32 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Plasma EDTA y orina de 24 h

**Muestra a enviar al laboratorio:** Muestra

**Preparación del paciente:** Ayuno toda la noche.

**Unidades:** nmol/L

**Valores de ref:** Consultar al laboratorio

**Método:** Radioinmunoensayo

**Observaciones:** El AMPc nefrogénico es igual al AMPc urinario por 100 ml de filtrado glomerular menos el AMPc plasmático. Realizar la extracción por la mañana.