

Prueba: Amp-Ciclico Orina

Modo de transporte: Congelado

Plazo de entrega: 32 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: No requiere preparación específica

Unidades: nmol/L

Valores de ref: 1000 - 11500

Método: Radioinmunoensayo

**Observaciones:** El AMPc nefrogénico es igual al AMPc urinario por 100 ml de filtrado glomerular menos el AMPc plasmático.

Indicar el volumen de 24 h.

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |