



Fósforo Orina

Prueba: Fósforo Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 1 Día

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: Evitar ingesta de hidróxido de aluminio

Unidades: mg/24h

Valores de ref: 300 - 1000

Método: Espectrofotometría

Observaciones: Después de la comida aumenta el fósforo en orina.