

Hemoglobina A2 Sangre

Prueba: Hemoglobina A2 Sangre

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 4 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total anticoagulada con

Muestra a enviar al laboratorio: Hemolizado

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades: %

Valores de ref: Valores de referencia:

Método: Electroforesis (screening)

Observaciones: La HbC, en caso de estar presente, se eluye conjuntamente con HbA2, conduciendo a valores falsamente elevados. La HbS no interfiere y aparece como una banda en la zona media de la columna. En ambos casos, es necesario corroborar los resultados por alguna t