



Inmunoelectroforesis Orina (Inmunofijacion)

Prueba: Inmunoelectroforesis Orina (Inmunofijacion)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 6 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: No requiere preparación específica.

Unidades:

Valores de ref: Consultar al laboratorio

Método: Electroforesis en gel de agarosa

Observaciones: Indicar volumen de orina de 24 horas.