



## Litio Suero

**Prueba:** Litio Suero

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 3 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** mmol/L

**Valores de ref:** Valores terapéuticos: 0.80-1.40. Valores tóxicos: >2

**Método:** Absorción atómica

**Observaciones:** La extracción se hará de 10 - 12 horas después de la última dosis. Se debe indicarla dosis administrada y la hora.