

Metabolitos De Barbitúricos Orina Confirmacion

Prueba: Metabolitos De Barbitúricos Orina Confirmacion

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina (micción aislada)

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente:

Unidades: ug/L

Valores de ref: Positivo: >100

Método: Cromatografía de gases

Observaciones:

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |