

Prueba: Metanefrina En Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 6 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: No tomar sustancias con cafeína 24 horas antes de la recogida.

Unidades: ug/24h

Valores de ref: <1000

Método: Cromatografía de intercambio iónico

**Observaciones:** Indicar el volumen de 24 horas. Acidificar la orina con ácido clorhídrico.

www.pentalaboratorio.com | Page 1/1 |