



## Porfobilinogeno Orina

**Prueba:** Porfobilinogeno Orina

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 5 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Orina de 24 horas con 0,3 ml de carbonato sódico

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero Y Orina

**Preparación del paciente:** No requiere preparación específica. Suministrar información al paciente sobre la recogida correcta de la muestra.

**Unidades:** mg/24h

**Valores de ref:** < 3.4

**Método:** Cromatografía de intercambio iónico

**Observaciones:** Indicar volumen de orina de 24 horas