



Tiempo De Trombina

Prueba: Tiempo De Trombina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 4 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre anticoagulada en citrato sódico

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente: No requiere preparación específica

Unidades: Segundos

Valores de ref: 14 - 21

Método: Coagulometría

Observaciones: La heparina, estreptoquinasa, asparaginasa y uroquinasa dan valores falsamente elevados.