



## Acido Folico Eritrocitos

**Prueba:** Ácido Fólico Eritrocitos

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 3 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total anticoagulada con EDTA

**Muestra a enviar al laboratorio:** Hemolizado

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** ng/mL

**Valores de ref:** 175-700

**Método:** Radioinmunoanálisis

**Observaciones:** Es conveniente dejar pasar 3 meses después de la última transfusión.