

## Ácido Metilhipurico Orina

**Prueba:** Ácido Metilhipurico Orina

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 9 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Orina (micción aislada)

**Muestra a enviar al laboratorio:** Orina Mezclada Y Centrifugada

**Preparación del paciente:**

**Unidades:** mg/g creatinina

**Valores de ref:** < 1500

**Método:** Cromatografía líquida de alta resolución

**Observaciones:** Orina del final de la jornada laboral.