

Ácido Salicílico (Salicilato)

Prueba: Ácido Salicílico (Salicilato)

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: mg/dL

Valores de ref: Valores terapéuticos: 2 -10. Valores tóxicos: > 30

Método: Espectrofotometría

Observaciones: Recoger la sangre justo antes de la dosis siguiente.