

Agregación Plaquetaria: A. D. P.

Prueba: Agregación Plaquetaria: A. D. P.

Modo de transporte: Temperatura Ambiente

Plazo de entrega: 4 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre citrato (20 ml) Aproximadamente 5 tubos

Muestra a enviar al laboratorio: Muestra

Preparación del paciente: Los 8 días previos a la extracción se recomienda suspender cualquier tratamiento con ac. Acetil salicílico, dipiridamol, clopidogrel y anagrelina. Ayuno

Unidades: %

Valores de ref: ADP 1: 15 - 35 %; ADP 2: 40 - 60 %

Método: Agregómetro/ Evolución fotométrica

Observaciones: No realizar el test si las plaquetas son inferiores a 100.000/mm³. Evitar hemólisis y lipemia.