



Clorocompuestos Totales Orina (Tricloroacetico + T

Prueba: Clorocompuestos Totales Orina (Tricloroacetico + T

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 12 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina (micción aislada)

Muestra a enviar al laboratorio: Orina

Preparación del paciente: La muestra se recoge al final de la jornada laboral

Unidades: mg/g creatinina

Valores de ref: <100

Método: Cromatografía de gases

Observaciones: