

## Factor Xiii En Plasma

**Prueba:** Factor Xiii En Plasma

**Modo de transporte:** Congelado

**Plazo de entrega:** 9 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre anticoagulada en citrato sódico

**Muestra a enviar al laboratorio:** Plasma

**Preparación del paciente:** Los pacientes no deben recibir anticoagulantes ni drogas que causen cambios inespecíficos en las proteínas plasmáticas, como por ejemplo estrógenos, a no ser que el test se utilice para evaluar los efectos de la medicación

**Unidades:** %

**Valores de ref:** 70 - 150

**Método:** Inmunodifusión radial

**Observaciones:** Plasma pobre en plaquetas. Para obtenerlo hacer una doble centrifugación a 2500 g durante 15 min. Aspirar la parte superior y congelar.