

Fosfatasa Acida Prostatica

Prueba: Fosfatasa Acida Prostatica

Modo de transporte: Lo Antes Posible

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Las extracciones secuenciales deben realizarse a la misma hora del día debido a la variación diurna. Evitar el masaje prostático al menos 3 días antes.

Unidades: mg/mL

Valores de ref: <3.5

Método: Quimioluminiscencia

Observaciones: La hemólisis severa y lipemia interfieren con el ensayo.