

Fosforo

Prueba: Fosforo

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 1 Día

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Ayuno. Evitar el ejercicio antes de la extracción y suprimir el tratamiento con fármacos que elevan falsamente los resultados como: insulina, hidróxido de aluminio, hormona de crecimiento, vit D, esteroides anabolizantes y epinefrina.

Unidades: mg/dL

Valores de ref: 2, 5 - 6. 0

Método: Espectrofotometría

Observaciones: Centrifugar la muestra antes de que las células sanguíneas liberen el fosfato. La hemólisis eleva considerablemente los resultados