



## Gastrina Suero

**Prueba:** Gastrina Suero

**Modo de transporte:** Congelado

**Plazo de entrega:** 9 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:** Ayuno de 12 horas , no fumar ni tomar café o té o agua. Evitar la ingesta de antiácidos 24h. antes del test.

**Unidades:** pg/mL

**Valores de ref:** Basal: 13 - 115

**Método:** Quimioluminiscencia

**Observaciones:**