



Gentamicina Suero

Prueba: Gentamicina Suero

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente:

Unidades: mg/L

Valores de ref: Pico: 5 - 12. Valle: 2 - 5

Método: Enzimoinmunoensayo de Fluorescencia Polarizada

Observaciones: La extracción debe realizarse de 30 a 60 min. después de la dosis del "pico" e inmediatamente antes de la que corresponde al "valle".