



Hepatitis B Ac. Anti Core Igm

Prueba: Hepatitis B Ac. Anti Core Igm

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades: U/mL

Valores de ref: Positivo:>10.Negativo:>10

Método: Enzimoimmunoensayo con micropartículas

Observaciones: