



Hepatitis B Antígeno E

Prueba: Hepatitis B Antígeno E

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre total no anticoagulada

Muestra a enviar al laboratorio: Suero

Preparación del paciente: Evitar comidas grasas las últimas 6-8 horas

Unidades: Abs/Abs umbral

Valores de ref: Positivo:>0.99.Negativo:<0.90.

Método: Enzimoinmunoensayo con micropartículas

Observaciones: