

Hidroxicorticoides Totales 17- Orina

Prueba: Hidroxicorticoides Totales 17- Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 5 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: Conviene suprimir ACETAZOLAMIDA, DIGITALICOS, ERITROMICINA VITAMINA D, MEPROBAMATO, FENOTIACINAS, RESERPINA Y TIAZIDAS los 4 días previos a la recolección, si esto no es posible anotar en el volante de petición la medicación que está tomando.

Unidades: mg/24h

Valores de ref: Consultar al laboratorio

Método: Cromatografía de intercambio iónico

Observaciones: Indicar volumen de orina de 24 horas.