

Hidroxirolina Orina 24 H. Cociente

Prueba: Hidroxirolina Orina 24 H. Cociente

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 6 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina de 24 horas

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: Suprimir la aspirina y medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico o salicilatos, siempre bajo criterio médico. Suministrar instrucciones al paciente para la correcta recogida de muestras.

Unidades: mg/24h

Valores de ref: < 22

Método: Intercambio iónico

Observaciones: Dieta sin colágeno (puede tomarse queso, huevos, leche, etc.). Se desecha la primera orina de la mañana, se beben 250 ml de agua, micción a las 2 horas.