

## Rast A Pólenes De Gramíneas Phleum Pratense (Hierb

**Prueba:** Rast A Pólenes De Gramíneas Phleum Pratense (Hierb

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 5 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre total no anticoagulada

**Muestra a enviar al laboratorio:** Suero

**Preparación del paciente:**

**Unidades:**

**Valores de ref:** Negativo

**Método:** Fluoroimmunoanálisis (Cap System)

**Observaciones:**