



## Tiempo De Protrombina Plasma

**Prueba:** Tiempo De Protrombina Plasma

**Modo de transporte:** Refrigerado

**Plazo de entrega:** 3 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre anticoagulada en citrato sódico

**Muestra a enviar al laboratorio:** Plasma

**Preparación del paciente:** Ninguna. Si el paciente recibe heparina la extracción de sangre debe realizarse al menos 4 horas después de la última dosis.

**Unidades:** Segundos

**Valores de ref:** 11.5 - 15

**Método:** Coagulometría

**Observaciones:** Se pueden obtener resultados anormales cuando el hematocrito es inferior a 20%