



Tiempo De Protrombina Plasma

Prueba: Tiempo De Protrombina Plasma

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 3 Días

Muestra a obtener del paciente: Sangre anticoagulada en citrato sódico

Muestra a enviar al laboratorio: Plasma

Preparación del paciente: Ninguna. Si el paciente recibe heparina la extracción de sangre debe realizarse al menos 4 horas después de la última dosis.

Unidades: Segundos

Valores de ref: 11.5 - 15

Método: Coagulometría

Observaciones: Se pueden obtener resultados anormales cuando el hematocrito es inferior a 20%