



Tricloroetanol Total En Orina

Prueba: Tricloroetanol Total En Orina

Modo de transporte: Refrigerado

Plazo de entrega: 9 Días

Muestra a obtener del paciente: Orina (muestra aislada) del final de la jornada la

Muestra a enviar al laboratorio: Orina Mezclada Y Centrifugada

Preparación del paciente: La muestra se recoge al final de la jornada laboral

Unidades: mg/g creatinina

Valores de ref: <300

Método: Cromatografía de gases

Observaciones: